

Name: Dino Eggs	
English	Spanish
<p>Tip: Dab tablet on damp paper towel to determine color.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Put 1 tablet in a cup. 2. Add 1 tablespoon vinegar. Let tablet dissolve. 3. Add 1/2 cup room temperature water. 4. Bend egg dipper then dip. 5. More time = deeper color. Suggested dye time is 5 min. 6. Remove then place in drying tray. 	<p>Sugerencia: Frote ligeramente la tableta sobre una toalla de papel húmeda para determinar el color.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Coloque 1 tableta en una taza. 2. Agregue 1 cucharada de vinagre. Deje que la tableta se disuelva. 3. Agregue ½ taza de agua a temperatura ambiente. 4. Doble el sujeta huevos y sumérgalo. 5. Más tiempo = color más intenso. El tiempo sugerido de teñido es de 5 minutos. 6. Retire el huevo y colóquelo en la bandeja de secado.
<p>DINOSAUR LEGS: Bend and connect at notches then place egg on top.</p>	<p>PATAS DEL DINOSAURIO: Doble y conecte en las muescas; luego, coloque el huevo encima.</p>
<p>DINOSAUR TOP / SCALES: Bend and connect at notches then place on top of egg. TIP: To secure accessory, place a double sided tape tab on the edge that touches the egg.</p>	<p>PARTE SUPERIOR/ESCAMAS DEL DINOSAURIO: Doble y conecte en las muescas; luego, coloque sobre la parte superior del huevo. SUGERENCIA: para fijar el accesorio, coloque una lámina de cinta adhesiva de doble faz en el borde que toca el huevo.</p>
<p>STICKERS: 1. Peel stickers from backing. 2. Apply firmly to eggshell.</p>	<p>ADHESIVOS: 1. Despegue la parte trasera de los adhesivos. 2. Aplíquelos con firmeza sobre la cáscara del huevo.</p>